

**MASQUE FFP2 NR**  
**Réf. AR00051**



Masques non-stériles assemblée par ultrason à usage unique

Norme : EN 149 :2001+A1 :2009) FFP2 NR

REGLEMENT EPI 2016/425 – Marquage : CE 0082

Dimensions :

Hauteur : 190 mm ( $\pm 5$  mm)

Largeur : 210 mm ( $\pm 5$  mm)

Barette nasale : 88 mm ( $\pm 3$  mm)

Elastique : 240 mm ( $\pm 3$  mm)

E.F.B. (Efficacité de Filtration Bactérienne) : 96 %

Taille particulière selon la NF EN 149 :2001+A1 :2009 : 1 $\mu$ m (+/- 0,3  $\mu$ m)

Composition :

Demi-masque filtrant contre les particules classe FFP2 NR sans soupape expiratoire à usage unique. Le demi-masque est de forme plate à pliage verticale, conçu avec une barrette nasale en polyéthylène, polypropylène et fils en acier et deux brides auto-réglables en élasthanne portées derrière les oreilles. Le média filtrant est composé de cinq couches en polypropylène (description détaillée dans le rapport d'examen UE de type 21.0238).

Grammage :

- Couche interne (white) : 35g/m<sup>2</sup>  $\pm$  2g/m
- Couche du milieu (white) ; 25g/m<sup>2</sup>  $\pm$  2g/m<sup>2</sup>
- Couche du milieu (white); 25g/m<sup>2</sup>  $\pm$  2g/m<sup>2</sup>\*
- Face interne (Meltblown) : 25g/m<sup>2</sup>  $\pm$  2g/m
- Couche interne (white); 50 g/m<sup>2</sup>  $\pm$  2g/m

Temps de port du Masque :

Maximum 8 heures ( Après tout contact avec le masque usagé, veiller à bien vous laver les mains



**Destination – Utilisation :**

Ce demi-masque filtrant contre les particules est destiné à être utilisé comme appareil de protection respiratoire contre les particules sauf pour l'évacuation.

---

**Lieu de fabrication :** *France*

**Durée de vie :** *4 ans (Préconisation de conservation des masques entre -20 à +40 °C, à l'abri de la lumière et de l'humidité)*

**Conditionnement :** *20 masques par Boîte*