Non stérile A usage unique



Réf 132295

- → 3 épaisseurs
- → Efficacité de filtration bactérienne 98%
- → Hypoallergénique
- → Respiration facile
- → Sans fibres de verre
- → 100% sans-latex
- → Conforme à la norme EN 14683 :2019

Caractéristiques produit

Couleur: bleu face extérieure/blanc à l'intérieur

Bandes élastiques d'attaches pour oreilles Bande ajustable pour le nez

Mode d'emploi et précautions

Se laver les mains avec du savon ou du désinfectant avant de toucher le masque Utilisez le côté coloré vers l'extérieur Adaptez la bande ajustable sur le nez Tirez les plis vers le dessous du menton Tirez les bandes élastiques des oreilles pour enlever le masque et jetez-le. Se laver les mains après avoir retiré le masque.

Attention Aucun masque élimine complètement les risques de transmission et contamination par gouttelettes. Ces masques ne représentent aucune garantie qu'ils peuvent produire une protection complète des gouttelettes qui peuvent passer au travers du matériel. Ils ne garantissent pas l'élimination du risque d'être exposé à une maladie.

La notice d'informations et la déclaration UE de conformité sont disponibles sur www.heegeo.fr

Conditionnement

Boîte de 5 sachets avec notice d'utilisation. de 10 masques soit 50 pièces

Référence 132295

Durée de stockage : 2 ans

90